







Handleiding Sweep Coloastro Balls

De Sweep Coloastro Balls meten de kwaliteit (dichtheid) van de biest.

Werp de Coloastro Balls in de biest en lees af hoeveel Sweep Coloastro Balls boven komen drijven.

Coloastro Balls aan het oppervlak	Dichtheid gr/dm ³	Kwaliteit
	Ca. 1025	Slecht
	Ca. 1030	Matig
	Ca. 1035	Redelijk
	Ca. 1045	Goed
	Ca. 1060	Zeer goed
	Ca. 1075	

Meettemperatuur: 20°C-30°C. De Sweep Coloastro Balls bestaan uit 2 rode, 1 oranje en 3 groene cilinders.







Na gebruik direct schoon maken. Niet warmer dan 60°C. Niet invriezen of in de magnetron.

Sweep Coloastro Balls niet aan het kalf verstrekken.

Manual Sweep Coloastro Balls

The Sweep Coloastro Balls measures the density of the colostrum.

Throw the Coloastro Balls in the colostrum and read how many Coloastro Balls will float.

Coloastro-Balls to the surface	Density gr/dm ³	Quality
	Ca. 1025	Bad
	Ca. 1030	Moderate
	Ca. 1035	Reasonable
	Ca. 1045	Good
	Ca. 1060	Very good
	Ca. 1075	







Measuring temperature: 20°C – 30°C. The Sweep Coloastro Balls consists of 2 red, 1 orange and 3 green cylinders.

After use, clean up immediately. Not warmer than 60°C. Do not freeze or microwave.

Do not administer the Sweep Coloastro Balls to the calf.

Gebrauchsanweisung Sweep Coloastro Balls

Die Sweep Coloastro Balls messen die Dichte der Biestmilch. Werfen Sie die Coloastro Balls in die Biestmilch und lesen Sie ab, wieviele Coloastro Balls an der Oberfläche schwimmen.

Coloastro-Balls auf der Oberfläche	Dichte gr/dm ³	Qualität
	Ca. 1025	Schlecht
	Ca. 1030	Mäßig
	Ca. 1035	Zufriedenstellend
	Ca. 1045	Gut
	Ca. 1060	Seht gut
	Ca. 1075	







Messtemperatur: 20°C – 30°C. Die Sweep Coloastro Balls bestehen aus 2 roten, 1 orangenen und 3 grünen Zylindern.

Nach Gebrauch direkt säubern. Nicht wärmer als 60°C. Nicht einfrieren oder in die Mikrowelle stellen.

Sweep Coloastro Balls nicht an Kälber verabreichen.

Mode d'emploi Sweep Coloastro Balls

Les Sweep Coloastro Balls mesurent la densité du colostrum. Jeter les Sweep Coloastro Balls dans le colostrum et compter celles qui surnagent.

Coloastro-Balls à la surface	Densité g/dm ³	Qualité
	+/- 1025	Mauvaise
	+/- 1030	Passable
	+/- 1035	Raisonné
	+/- 1045	Bonne
	+/- 1060	Très bonne
	+/- 1075	







Température pour la mesure : 20°C – 30°C. Les Sweep Coloastro Balls comprennent 2 cylindres rouges, 1 orange et 3 verts.

Nettoyer aussitôt après la mesure. Pas au dessus de 60°C. Ne pas congeler ou passer au micro-ondes.

Ne pas donner au veau les Sweep Coloastro Balls

Istruzioni per l'uso dei cubetti per il colostro

Questi cubetti misurano la densità del colostro. Lasciar cadere i cubetti nel colostro e osservare quanti cubetti galleggiano.







Cubetti per colostro in superficie	Densità g/dm ³	Qualità
	1025 ca.	Cattiva
	1030 ca.	Mediocre
	1035 ca.	Accettabile
	1045 ca.	Buona
	1060 ca.	Molto
	1075 ca.	

Temperatura di misurazione: 20°C – 30°C. I cubetti per il colostro sono composti da 2 cilindri rossi, 1 cilindro arancione e 3 cilindri verdi.

Pulire immediatamente dopo l'uso. Non esporre a temperature superiori ai 60°C. Non congelare e non introdurre nel forno a microonde. Non somministrare i cubetti per il colostro ai vitelli.

Manual de instrucciones Sweep Coloastro Balls

Las Sweep Coloastro Balls miden la densidad del calostro. Echar las Coloastro-Balls al calostro y a continuación observar cuántas Sweep Coloastro Balls salen a flote.

Coloastro-Balls en la superficie	Densidad gr/dm ³	Calidad
	Aprox. 1.025 Mala	Mala
	Aprox. 1.030 Moderada	Moderada
	Aprox. 1.035 Razonable	Razonable
	Aprox. 1.045 Buena	Buena
	Aprox. 1.060	Muy buena
	Aprox. 1.075	

Temperatura de medición: 20°C – 30°C. Las Coloastro Balls se componen de 2 cilindros rojos, 1 naranja y 3 verdes.

Limpiar inmediatamente después del uso. No superar la temperatura de 60°C. No congelar ni meter en el microondas.

No administrar Sweep Coloastro Balls al ternero.